


Product Information

Nox Gold Cup Electrode Leads, 100 cm ■ Nox Medical ■

- 10 units
 - Different colored leads
 - 100 cm (39.4") lead
 - Black 1.5 mm (0.06") touchproof connector
- User instructions

NOX-ECUPAU10-0100

LOT Number/Numéro de lot: Y Y Y Y M M D D
 Reference Number/Code produit: 5 5 4 4 1 0




For distributor information go to/Pour plus d'informations sur les distributeurs : www.noxmedical.com


Consult instruction for use/Consulter le manuel d'utilisation

Temperature limitation/ Limites de température : -60°C (-76°F) to/à 70°C (158°F)

Manufacturing year/Année de fabrication : YYYY

Made in USA/Fabriqué aux États-Unis
 Manufactured for/Fabriqué pour : Nox Medical Katrinartuni 2 IS-105 RVK Iceland

 This product is not made with natural rubber latex. Ce dispositif n'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

 CE marking indicating conformance to EC directives 93/42/EEC and 2007/47/EC./Marquage CE indiquant la conformité avec les directives 93/42/CEE et 2007/47/CE.

Caution: USA law restricts this device to sale by or on the order of a licensed medical practitioner./Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif à ou à la demande d'un médecin.

NOX-ECUPAU10-LABEL1-REV1

For Europe: Separate collection for electrical and electronic equipment. En Europe, jeter les équipements électriques et électroniques séparément.



■ Nox Medical ■

Nox Medical
 Katrinartuni 2 IS-105 Reykjavik Iceland
noxmedical@noxmedical.com
 tel:+354-5707170

Technical drawing for incoming inspection

Product REF code:

554410

Part Number:

NOX-ECUPAU10

Date:

16.12.2013

Rev:

01

Page:

1 of 2

XXXX is replaced by the active version.
 YYYY is replaced by the actual manufacturing year.
 SN is the same as on the unit inside.

Shipment Packaging Instructions

- The product should always be packed in a larger carton box.
- The box should be appropriately sized such that the bags fit nicely in the box without extra space for them to move around.

Shelf life: 5 years
Storage temp: -20°C - +50°C



Nox Medical
Katrínartúni 2 IS-105 Reykjavík Iceland
noxmedical@noxmedical.com
tel: +354-5707170

Technical drawing for incoming inspection

Product REF code:

554410

Part Number:

NOX-ECUPAU10

Date:

16.12.2013

Rev:

01

Page:

2 of 2